

BT10 +5

Een temperatuurgevoelige indicator, gebruikt door bloedbanken en transfusiecentra



De Blood 10+ bloedzakindicator is een temperatuurgevoelige indicator die door bloedbanken en bloedtransfusiediensten kan worden gebruikt om de kwaliteit te controleren bij bloedtransport en tijdelijke opslag. Wanneer de Blood 10+ op een voorgekoelde bloedzak wordt aangebracht, kan deze direct worden getransporteerd of tijdelijk in de koelkast worden teruggeplaatst voor toekomstig gebruik*. De Blood 10+ registreert de bloedtemperatuur.

Elke overschrijding van de bloedtemperatuur boven

10 °C wordt in het overschrijdingsvenster aangegeven door een blauwe kleur. De overschrijdingsperiode is gecorreleerd met de afgedrukte tijdmarkeringen (1/2, 1, 2, 3, 4 en 5 uur).

* Bloed 10+ mag op een opgeslagen bloedzak blijven zitten, zolang er geen indicatie wordt waargenomen.

GEZONDHEIDSZORG



FARMACEUTISCH



VERS



BEVROREN



TECHNISCH



TECHNISCHE KENMERKEN

GEBRUIKSTYPE	Onomkeerbaar, eenmalig gebruik
AFMETING	32mm x 19mm
TEMPERATUUREENHEID	°C of °F
TEMPERATUURDREMPEL	9° – 10°C / 48°F – 50°F
HOUDBAARHEID	2,5 jaar vanaf de productiedatum
INDICATIE VAN INBREUK	Blauwe kleur verschijnt in het inbreukvenster
BESCHERMING	Spatwaterdicht
OPSLAG	Binnen bewaren, bij kamertemperatuur tot
VERZENDVEREISTEN	Geen speciale vereisten, aangezien ze inert zijn totdat ze
VERPAKKING	Singles in batches van 100 indicatoren. Gelabeld met vervaldatum en batchnummer.
ACTIVERINGSFUNCTIE	Een handmatige activeringsknop aan de bovenkant – het 'AAN'-venster verandert van geel naar groen om te bevestigen dat het is ingeschakeld
TIJDSPERIODEN VOOR INBREUKEN	1/2, 1, 2, 3, 4 & 5 uur.